

NEWPORT e500 Wave Ventilator

高 $\dot{V}_E$ 警報



低 $\dot{V}_E$ 警報



リセット

消音

サクションモード
(1秒間ホールド)

警報 & メッセージ

- 患者
- 操作者
- バックアップ換気

- ガス供給
- 電源異常
- 装置警告

高圧警報



低圧警報



警報設定

充電中



充電中



8.50

- V_T
- $\dot{V}_E$
- ピーク呼気流量
- ピーク吸気流量

1.00

- I:E
- 総換気数
- 吸入酸素濃度
- 吸気時間

20

- ピーク圧
- プラトー圧
- 平均圧
- ベース圧

- 回路コンプライアンス補正
- 逆I:E

成人 小児／乳幼児

量制御 (VC)

- A/CMV
- SIMV (PS)
- SPONT (PS)

Off 0.5 s

1.0 s 2.0 s

ポーズ

Off On

1/100回

深呼吸

パターン

流量

圧制御 (PC)

- A/CMV
- SIMV (PS)
- SPONT (PS)

ボリュームターゲット
プレッシャーコントロール
(VTPC)

Off A/CMV

On SIMV (VTPS)

SPONT (VTPS)

吸入酸素濃度
 F_{iO_2}

0.60

一回換気量
 V_T

500

≤ 999 (mL)
1.00 - 3.00 (L)

流量
 $\dot{V}$

1.00

(L/分)

吸気時間
 t_I

15

(秒)

換気数
 f

15

(回/分)

プレッシャーサポート
 PS

5.5

> ベース圧

圧リミット
 P_{limit}

30

PEEP/CPAP
 P_{base}

5

ベース圧

トリガー

1.5

プリセット／
ユーザーセッアップ
(電源投入時)

設定ロック



手動換気

吸気
ホールド

呼気
ホールド

O₂
100%
(3分)