

PCV-A/C

患者データ

アラーム設定


モニター

cmH₂O

流速

気道内圧

容量




LPM

流速

気道内圧

容量



設定

呼吸回数	12 BPM
吸気圧	20 cmH ₂ O
吸気時間	1.0 Sec
酸素濃度	21 %
PEEP	0 cmH ₂ O

患者データ

PIP	97.1 cmH ₂ O
MAP	-7.2 cmH ₂ O
RR	15 BPM
VE	42.5 L
Vt	433 mL
Ptリーク	6.3 LPM



高さ調整

画面停止

スクロール

再描写

7秒

14秒

21秒

波形

ループ

